

放射 性 物 質 検 査 結 果 (第 3 報)

平成23年12月7日(水)

【学校給食用精米:統一規格米】

	食 材 名	原料の産地及び規格	検体数	検査依頼日	結果判明日	放射性ヨウ素 (I131)	放射性セシウム (Cs134)	放射性セシウム (Cs137)
1	学校給食用統一規格米(精米)	埼玉県産コシヒカリ40% 埼玉県産キヌヒカリ30% 埼玉県産彩のかがやき30%	1	2011/11/28	2011/11/29	検出せず	検出せず	検出せず
2	学校給食用統一規格米(精米)	埼玉県産コシヒカリ40% 埼玉県産キヌヒカリ30% 埼玉県産彩のかがやき30%	2	2011/11/29	2011/11/30	検出せず	検出せず	検出せず
3	学校給食用統一規格米(精米)	埼玉県産コシヒカリ40% 埼玉県産キヌヒカリ30% 埼玉県産彩のかがやき30%	1	2011/11/30	2011/12/1	検出せず	検出せず	検出せず
4	学校給食用統一規格米(精米)	埼玉県産コシヒカリ40% 埼玉県産キヌヒカリ30% 埼玉県産彩のかがやき30%	1	2011/12/1	2011/12/2	検出せず	検出せず	検出せず
5	学校給食用統一規格米(精米)	埼玉県産コシヒカリ40% 埼玉県産キヌヒカリ30% 埼玉県産彩のかがやき30%	1	2011/12/5	2011/12/6	検出せず	検出せず	検出せず

検 査 機 関 財団法人日本穀物検定協会 東京分析センター
 分析試験方法 ゲルマニウム半導体検出器による方法
 検 出 限 界 各項目 10Bq(ベクレル)/kg
 (注) 「検出せず」とは、検査機器で測定できる検出限界未満であることを示す。

■ 食品に含まれる放射性ヨウ素と放射性セシウムに関する「暫定規制値」

対 象	放射性ヨウ素(混合核種の代表核種: I-131)
飲料水	300Bq(ベクレル)/kg
牛乳・乳製品	
野菜類(根菜、芋類を除く)	2,000Bq(ベクレル)/kg
魚介類	

対 象	放射性セシウム
飲料水	200Bq(ベクレル)/kg
牛乳・乳製品	
野菜類	500Bq(ベクレル)/kg
穀類	
肉・卵・魚・その他	